



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Duschklapsitz seitlich verschiebbar

A 74.0

Bestellnummer: 537068

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Sicherheits- Duschklapsitz fahrbar auf einem geschlossenen Rohrrahmen aus Chromnickelstahlrohr Durchm. 32 mm Stärke 2,5 mm Werkstoff 1.4301 mit 6 angeördelten Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm, zur Wandmontage durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Sitzfläche klappbar mit Gasdruckfederunterstützter Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Gasdruckfeder versteckt im Rohr innenliegend. Sitzfläche und Rückenlehne gefertigt aus Kunststoffmodulen Farbe weiß 486 x 380 mm, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW