

Made in Austria



Produktliste 2024



rehangrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehangrip.at

vormals Blancogrip/AMS Sanitär- und Reha-Technik,
barrierefreie Bad- u. WC-Ausstattung

Ein paar Worte vorweg.

Komfort und Sicherheit stehen bei der Gestaltung barrierefreier Bäder für Rehagrip immer an erster Stelle. Mit diesem Leitgedanken haben wir die breite [Produktpalette von AMS \(vormals Blancogrip\)](#) ab 2014 nicht nur fortgeführt, sondern auf die nächste Stufe gehoben.

Die gesamte [Produktion](#) erfolgt [in Wien](#) - das hält die Wertschöpfung in Österreich, ermöglicht [sorgfältige Kontrollen](#) und garantiert [höchste Qualität](#) bei Material wie Verarbeitung. Dabei stützen wir uns auch auf das umfassende Know-how in der Metallverarbeitung, das ich über viele Jahre als Juniorchef im Wiener Traditionsunternehmen Moldrich Metallwaren sammeln konnte.

Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen bieten wir neben der [Serie A](#) eine umfangreiche Auswahl an Griffen und Stützen, Sitzen sowie Spiegeln und Zubehör für Bad und Sanitär, die alle Ansprüche erfüllt:

- die [Serie B](#), die mit [Klappgriffen für spezielle Anforderungen](#) aufwartet,
- die [Serie D](#) mit einer [Belastbarkeit von bis zu 250 kg](#) und
- die [Serie E](#) für allerhöchste Ansprüche punkto [Design](#).

Punkto Qualität machen wir weiterhin keine Abstriche. Das betrifft nicht nur das unveränderte Sortiment an hochwertigen [Grip-Produkten mit besonders gutem Halt](#), sondern auch alle [Color-Produkte](#), die zwecks längerer Haltbarkeit [aus erstklassigem Edelstahlrohr](#) gefertigt und anschließend beschichtet werden. Spezielle Griffen bieten wir außerdem in [Airmatic Ausführung](#): Eine eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht eine Bedienung nach oben und unten ohne jeglichen Kraftaufwand.

Neben unserer Palette an Standardprodukten made in Austria bieten wir auch maßgeschneiderte Einzelstücke. Die [Sonderanfertigungen](#) werden in Ausführung und Größe an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten angepasst, [individuell schon ab einem Stück](#) produziert und ebenso wie alle anderen Produkte umgehend geliefert. Sämtliche Befestigungspunkte können wir außerdem nach Kundenwunsch bzw. an die Unterkonstruktion und örtliche Gegebenheit anpassen.

Wir freuen uns schon auf Ihre Anfragen und Bestellungen!

Ihr Christian Stögerer, MBA



im Namen des Rehagrip-Teams

Rehagrip – Produkte für barrierefreie Bäder



Sicherheit und Komfort

Bei der Gestaltung barrierefreier Bad- und Sanitärbereiche stehen Sicherheit und Komfort an erster Stelle. Rehagrip hat sich dies zum obersten Prinzip gemacht und sich auf die Produktion von stabilen Stütz- und Bewegungshilfen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen spezialisiert. Geschäftsführer Christian Stögerer übernahm 2015 die Produktpalette der deutschen AMS Rehathechnik/Blancogrip und produziert seitdem das gesamte Sortiment in Wien. Das ermöglicht sorgfältige Kontrollen und garantiert höchste Qualität bei Material und Verarbeitung. Da alle Rehagrip-Produkte aus einem Rohr gefertigt sind, sind sie zudem einfach zu reinigen und gewährleisten perfekte Hygiene.

Rehagrip-Produkte

Das Standardprogramm umfasst derzeit mehr als 1.000 Produkte an Stützen, Griffen, Sitzen und weiterem Sanitärzubehör. Das Sortiment wird in den Ausführungen Glatt und Grip angeboten, wobei die rutschfeste Grip-Oberfläche einen besonders guten Halt bietet. Alle Produkte sind aus Edelstahl gefertigt und können auch in 11 Farbausführungen bestellt werden.

Rehagrip-Spezialausführungen

SERIE D

Die Serie D ermöglicht eine Belastbarkeit von bis zu 250 kg.



SERIE E

Die Serie E erfüllt allerhöchste Ansprüche in punkto Design.



Darüber hinaus bietet Rehagrip auch individuelle Lösungen an: Sonderanfertigung werden gerne an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten angepasst, bereits ab einem Stück produziert und umgehend geliefert. Referenzen: KH Wels, Unfallkrankenhaus Meidling, Betreutes Wohnen Seestadt (Wien), KH Zürich sowie diverse Schulen, Spitäler, Heime und Einrichtungen für betreutes Wohnen in der Schweiz und in Deutschland.


Ich freue mich auf Ihren Anruf oder auf Ihre E-Mail!
Ihr Christian Stögerer, MBA

Wichtige Abmessungen:

Alle Rohre haben einen Rohrdurchmesser von 32x1,5 mm.

Befestigungsflansch
79,8 mm Ø.

Abdeckrosetten
84 mm Ø.



Bei allen parallel zur Wand befestigten Griffen: Abstand Wand bis Mitte Rohr 88 mm, ausgenommen E-Serie 70 mm.

Alle Abmessungen verstehen sich von Mitte Rohr bis Mitte Rohr bzw. von Mitte Rohr bis Wand (Boden, Decke).

Wandstützgriffe Bügelform und Klappgriffe sind alle rechts und links verwendbar.

Montage:


Alle Produkte werden inklusive Standardbefestigungsmaterial für Massivwände geliefert.

Belastbarkeit:


Bei Befestigung an Massivwänden sind alle Haltegriffe und Sitze (ausgenommen Duschklappsitz A 153.5) mit max. 150 kg belastbar.

Alle Reha-Grip Produkte entsprechen den Normen DIN 18040 und ÖNORM B 1600.


Alle unsere Produkte sind aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (CNS/ Chromnickelstahl 18/10) gefertigt, auch die Color-Ausführungen.



CNS Grip



CNS Glatt



COLOR Grip



COLOR Glatt

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne die neue Serie der Haltegriffe in MATT GEBÜRSTET an:



COLOR-Ausführungen sind in folgenden Farben erhältlich:



weiß
RAL 9010

manhattan
sanitär

anthrazit
RAL 7016

pergamon
sanitär

blau
RAL 5002

schwarzgrün
RAL 6012

moosgrün
RAL 6005

bahamabeige
sanitär

rubinrot
RAL 3003

dunkelrot
RAL 3007

gelb
RAL 1004


Alle Produkte aus CNS Glatt, COLOR Grip und COLOR Glatt sind Sonderanfertigungen.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.

Bedeutung rechts/links unserer Griffe

Rechts-Links Ausführungen:

Alle Produkte mit Rechts- oder Links- Ausführung sind von der Betrachterseite, nicht von der Benutzerseite aus gesehen bezeichnet. Also so wie sie der Techniker sieht, der die Griffe montiert.









Edelstahl- rosette

**Unsere hochwertigen Edelstahlgriffe
können Sie ab sofort auch mit einer
geschlossenen Edelstahlrosette bestellen.**



Um Ihren Haltegriff mit der Edelstahlrosette zu erhalten,
fügen Sie nach der üblichen Bestellnummer ein „E“ hinzu.
Gegen Aufpreis
Ansonsten erhalten Sie die Griffe mit der bisherigen Kunststoffrosette.

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		Typ-Nr. Color	COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT		Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT
Sicherheitsgriff Sondermaße auf Anfrage 	306	A 10.3	533325	538401	A 1030	517000	535700
	459	A 10.4	533326	538402	A 1040	517001	535703
	500	A 10.5	533327	538403	A 1050	517002	535706
	612	A 10.6	533328	538404	A 1060	517003	535709
	765	A 10.7	533329	538405	A 1070	517004	535712
	800	A 10.8	533330	538406	A 1080	517005	535715
	918	A 10.9	533331	538407	A 1090	517006	535718
	1071	A 10.10	533332	538408	A 10100	517007	535721
Siphonschutzbogen 	250 x 300 x 250	A 10.11	538320	538321	A 10110	517008	538322
Seitenwandgriff Rechtsausführung 	306 x 459 re.	A 20.1	533333	538409	A 2010	517010	535724
	306 x 459 li.	A 20.2	533334	538410	A 2020	517011	535727
	306 x 306	A 20.8	533361	538323	A 2080	517150	540160
		li. und re. verwendbar					
Winkelgriff Rechtsausführung, Sondermaße auf Anfrage 	L=300 H=300	A 28.1	533365	538821	A 2810	517112	535695
	L=300 H=600 re.	A 29.1	533367	538823	A 2910	517114	535697
	L=300 H=600 li.	A 29.2	533368	538824	A 2920	517115	535698
	L=459 H=765 re.	A 30.1	533335	538411	A 3010	517013	535730
	L=459 H=765 li.	A 30.2	533336	538412	A 3020	517014	535733
	L=612 H=918 re.	A 31.1	533337	538413	A 3110	517015	535736
	L=612 H=918 li.	A 31.2	533338	538414	A 3120	517016	535739
	L=550 H=1100 re.	A 32.1	533403	538474	A 3210	517017	537890
	L=550 H=1100 li.	A 32.2	533404	538475	A 3220	517018	537891
	L=500 H=750 re.	A 30.3	433335	438411	A 3030	417013	435730
L=500 H=750 li.	A 30.4	433336	438412	A 3040	417014	435733	
Winkelgriff mit angeschw. WC-Rollenhalter Gegen Aufpreis 	L=834 H=250 re.	A 50.1	533343	538419	A 5010	517023	535754
			Hilfsmittelnummer 04.40.05.1179				
	L=834 H=250 li.	A 50.2	533344	538420	A 5020	517024	535757
			Hilfsmittelnummer 04.40.05.1179				
	L=500 H=160 re.	A 52.1	533356	538423	A 5210	517027	535793
			Hilfsmittelnummer 04.40.05.1181				
L=500 H=160 li.	A 52.2	533357	538424	A 5220	517028	535796	
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1181					
L=600 H=160 re.	A 53.1	533401	538425	A 5310	517029	535923	
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1180					
L=600 H=160 li.	A 53.2	533402	538426	A 5320	517030	535927	
		Hilfsmittelnummer 04.40.05.1180					
Wand-Stützgriff Rechtsausführung 							

Artikel-Beschreibung

Abmessung mm

Typ-Nr.

CNS

EDELSTAHL

Bestellnummer

GRIP

GLATT

Typ-Nr.

Color

COLOR

Bestellnummer

GRIP

GLATT

Wand-Stützgriff Bügelform**



L=500 H=165	A 55.0	537731	538430	A 5500	517116B	537665
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1182</small>				
L=600 H=165	A 56.0	537732	538431	A 5600	517031	537776
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1182</small>				
L=700 H=165	A 58.0	527637	538432	A 5800	517033	537639
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1184</small>				
L=834 H=165***	A 57.0	537733	537638	A 5700	517032	537784
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1183</small>				
115 x 240	Platte					

Wand-Stützgriff Bügelform ** mit integriertem Papierrollenhalter



L=700 H=165	A 58.1	527640	538315	A 5810	517140	537670
L=834 H=165***	A 57.1	527638	538319	A 5710	517117	537666
115 x 240	Platte					

Wand-Stützgriff Bügelform **

mit elektrischer
Fernausslösung
max. 24 Volt!

Optional mit
2. Drucktaster (orange)
erhältlich.

Gegen Aufpreis



L=834 H=165***	A 57.2	537740	538433	A 5720	517034	537800
115 x 240	Platte					

Klappgriff mit Airmatic**



L=600 H=165	A 82.0	533400	538452	A 8200	517040	535919
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1174</small>				
L=700 H=165	A 83.0	541041	542001	A 8300	517041	540101
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1175</small>				
L=834 H=165***	A 81.0	533358	538458	A 8100	517039	535799
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1173</small>				
115 x 240	Platte					

Klappgriff mit Airmatic*

mit elektrischer
Fernausslösung
max. 24 Volt!

Optional mit
2. Drucktaster (orange)
erhältlich.

Gegen Aufpreis



L=700 H=165	A 83.3	541044	542004	A 8330	517046	540104
L=834 H=165***	A 81.3	537735	538449	A 8130	517045	538339
115 x 240	Platte					

Klappgriff mit Airmatic**

und mit integriertem
Papierrollenhalter



L=700 H=165	A 83.4	541045	542005	A 8340	517050	540105
L=834 H=165***	A 81.4	537861	538450	A 8140	517049	538635
	<small>Hilfsmittelnummer</small>	<small>04.40.05.1169</small>				
115 x 240	Platte					

Artikel-Beschreibung

Abmessung mm

Typ-Nr.
CNS

EDELSTAHL

Bestellnummer
GRIP GLATT

Typ-Nr.
Color

COLOR

Bestellnummer
GRIP GLATT

Klappgriff mit Airmatic**

mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich.

Gegen Aufpreis



L=700 H=165	A 83.6	541047	542007	A 8360	517054	540107
L=834 H=165***	A 81.6	538651	538457	A 8160	517053	538653
115 x 240	Platte					

Klappgriff mit Airmatic

mit Unterarmauflage



L=834 H=165 re.***	A 84.1	533360	538454	A 8410	517057	535802
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1172</small>					
L=834 H=165 li.***	A 84.2	533359	538455	A 8420	517058	535805
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1172</small>					
115 x 240	Platte					

Klappgriff ohne Airmatic**



L=600 H=165	A 82.1	537127	538453	A 8210	517043	537848
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1177</small>					
L=700 H=165	A 83.1	541042	542002	A 8310	517044	540102
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1199</small>					
L=834 H=165***	A 81.1	537128	538447	A 8110	517042	537840
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1176</small>					
115 x 240	Platte					

Klappgriff ohne Airmatic*

mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Gegen Aufpreis



L=700 H=165	A 83.2	541043	542003	A 8320	517048	540103
L=834 H=165***	A 81.2	537734	538448	A 8120	517047	538856
115 x 240	Platte					

Klappgriff ohne Airmatic**

mit integriertem Papierrollenhalter



L=700 H=165	A 83.5	541046	542006	A 8350	517052	540106
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1171</small>					
L=834 H=165***	A 81.5	537662	538451	A 8150	517051	538643
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1170</small>					
115 x 240	Platte					

Klappgriff ohne Airmatic*

mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt!

Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich.

Gegen Aufpreis



L=700 H=165	A 83.7	541048	542008	A 8370	517056	540108
L=834 H=165***	A 81.7	538652	538459	A 8170	517055	538661
115 x 240	Platte					

Armpolster schwarz oder weiß

Andere Farben auf Anfrage



L=250	A 80.5 s	538325 s				
L=450	A 80.0 s	537607 s				
L=250	A 80.5 w	538325 w				
L=450	A 80.0 w	537607 w				

*) Nur Steuerung erforderlich **) Siehe Funksender für die handelsüblichen Systeme auf Seite 12 ***) nach DIN und ÖNORM Länge 850 mm

Artikel-Beschreibung

Abmessung mm

Typ-Nr.

EDELSTAHL

COLOR

Bestellnummer

Typ-Nr.

Bestellnummer

CNS

GRIP

GLATT

Color

GRIP

GLATT

**Wand-Stützgriff
Bügelform**



L=500 H=125	B 55.0	527649	537663	B 5500	517116B	537794
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1186</small>					
L=600 H=125	B 56.0	537736	537738	B 5600	517035	537792
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1186</small>					
L=700 H=125	B 58.0	527650	537651	B 5800	517037	537642
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1187</small>					
L=834 H=125***	B 57.0	537737	537739	B 5700	517036	537793
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1185</small>					
115 x 200	Platte					

**Wand-Stützgriff
Bügelform**

mit elektrischer
Fernausslösung
max. 24 Volt!

Optional mit
2. Drucktaster (orange)
erhältlich.

Gegen Aufpreis



L=834 H=125***	B 57.2	537640	537641	B 5720	517038	537643
115 x 200	Platte					

**Wand-Stützgriff
Bügelform**

und mit integriertem
Papierrollenhalter



L=700 H=125	B 58.1	527652	537671	B 5810	517120B	537796
L=834 H=125***	B 57.1	527651	537664	B 5710	517119	537795
115 x 200	Platte					

**Klappgriff mit
Airmatic****



L=600 H=125	B 82.0	541011	542021	B 8200	517060	540000
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1194</small>					
L=700 H=125	B 83.0	541021	542031	B 8300	517061	540011
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1195</small>					
L=834 H=125***	B 81.0	541000	542011	B 8100	517059	540002
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1193</small>					
115 x 200	Platte					

**Klappgriff mit
Airmatic***

mit elektrischer
Fernausslösung
max. 24 Volt!

Optional mit
2. Drucktaster (orange)
erhältlich.

Gegen Aufpreis









L=700 H=125	B 83.3	541024	542034	B 8330	517066	540014
L=834 H=125***	B 81.3	541003	542014	B 8130	517065	540005
115 x 200	Platte					

**Klappgriff mit
Airmatic****

und mit integriertem
Papierrollenhalter



L=700 H=125	B 83.4	541025	542035	B 8340	517070	540015
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1189</small>					
L=834 H=125***	B 81.4	541004	542015	B 8140	517069	540007
	<small>Hilfsmittelnummer 04.40.05.1188</small>					
115 x 200	Platte					

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		Typ-Nr. Color	COLOR		
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT		Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT	
Klappgriff mit Airmatic** mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Gegen Aufpreis		L=700 H=125	B 83.6	541027	542037	B 8360	517074	540017
		L=834 H=125***	B 81.6	541006	542017	B 8160	517073	540009
		115 x 200	Platte					
Klappgriff mit Airmatic mit Unterarmauflage		L=834 H=125 re.***	B 84.1	541031	542041	B 8410	517077	540019
		L=834 H=125 li.***	B 84.2	541032	542042	B 8420	517078	540020
		115 x 200	Platte					
Rechtsausführung								
Klappgriff ohne Airmatic**		L=600 H=125	B 82.1	541012	542022	B 8210	517063	540003
		L=700 H=125	B 83.1	541022	542032	B 8310	517064	540012
		L=834 H=125***	B 81.1	541001	542012	B 8110	517062	540001
		115 x 200	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic* mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Gegen Aufpreis		L=700 H=125	B 83.2	541023	542033	B 8320	517068	540013
		L=834 H=125***	B 81.2	541002	542013	B 8120	517067	540004
		115 x 200	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic** mit integriertem Papierrollenhalter		L=700 H=125	B 83.5	541026	542036	B 8350	517072	540016
		L=834 H=125***	B 81.5	541005	542016	B 8150	517071	540008
		115 x 200	Platte					
Klappgriff ohne Airmatic* mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrischer Fernauslösung max. 24 Volt! Optional mit 2. Drucktaster (orange) erhältlich. Gegen Aufpreis		L=700 H=125	B 83.7	541028	542038	B 8370	517076	540018
		L=834 H=125***	B 81.7	541007	542018	B 8170	517075	540010
		115 x 200	Platte					

*) Nur Steuerung erforderlich **) Siehe Funksender für die handelsüblichen Systeme auf Seite 12 ***) nach DIN und ÖNORM Länge 850 mm

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		Typ-Nr. Color	COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT		Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT

Funksender

kompatibel mit allen Klappgriffen und Stützgriffen in Bügelform ohne elektrische Fernauslösung



			533390				
Stromversorgung:	3V DC (2x Alkalibatterie LR-1)						
Frequenz:	868,4 MHz						
Adressierung:	Individuelle 32 Bit-Adresse, einlesbar am Empfänger						
Reichweite:	Bis zu 10m						
Auslösung:	Kapazitiver Taster, akustische Quittierung durch Tastenton						
Schutzgrad:	IP 54						

Die Befestigung erfolgt nachträglich über zwei am Funksender angebrachte Kunststoffschlaufen

Bodenstütze für Klappgriffe

nachrüstbar



H=685	A-Serie	537644	537645	A-Serie	517083	537646
H=725	B-Serie	537647	537648	B-Serie	517084	537649

Durch den verstellbaren Fuß kann die Bodenstütze vor Ort eingestellt bzw. auch auf Wunsch individuell angefertigt werden.

Bodensäule für Klappgriffe



60 x 60 H=925	A-Serie		537653	A-Serie		537654
60 x 60 H=925	B-Serie		437653	B-Serie		437654

Rückenstützen

Wandmontage



L=918 H=180	A 125.0	537549	538428	A 12500	517079	537550
L=700 H=180	A 126.0	538301	538429	A 12600	517080	538302
L=500 H=180	A 123.0	437549	438428	A 12300	417079	437550

Rückenstützen



L=700 H=180	A 124.0	533410	538819	A 12400	517120	537558
-------------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Nur in Verwendung mit Klappgriffen. Klappgriffe müssen separat bestellt werden. Montage auf Grund Klappgriffe rechts und links.

für die Montage auf Wand und Klappgriff












L=700 H=180 re.	A 124.1	433410	438819	A 12410	417120	437558
L=700 H=180 li.	A 124.2	433411	438820	A 12420	417121	437559









Rechts und links bezieht sich auf den Flansch für die Wandmontage.








Rechtsausführung








Bei der Bestellung der zugehörigen Klappgriffe fügen Sie der Bestellnummer bitte ein „R“ bei, damit wir diese der Rückenstütze zuordnen können.

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		Typ-Nr. Color	COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT		Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT
Wand-Handlauf Sondermaße auf Anfrage 	L=762 B=762	A 66.0	533350	538442	A 6600	517093	535775
	L=650 B=650	A 66.6	533349	538443	A 6660	517094	535772
	L=1115 B=715	A 66.7	533351	538444	A 6670	517095	535778
Kombinieren Sie diesen WHL mit der Senkrechtstütze und schon profitieren Sie von einigen Vorteilen!							
Wand-Handlauf Rechtsausführung Sondermaße auf Anfrage 	L=600 B=950 H=800*	A 60.1 re.	533347	538434	A 6010 re.	517085	535765
	L=600 B=950 H=800*	A 60.2 li.	533348	538435	A 6020 li.	517086	535769
	L=762 B=762 H=1000*	A 63.1 re.	535998	538440	A 6310 re.	517089	537824
	L=762 B=762 H=1000*	A 63.2 li.	535999	538441	A 6320 li.	517090	537832
	L=612 B=459 H=762*	A 61.1 re.	533416	538436	A 6110 re.	517087	535931
	L=612 B=459 H=762*	A 61.2 li.	533417	533437	A 6120 li.	517088	535935
Wand-Handlauf Rechtsausführung Sondermaße auf Anfrage 	L=762 B=762 H=1100*	A 62.1 re.	537741	538438	A 6210 re.	517091	537808
	L=762 B=762 H=1100*	A 62.2 li.	537742	538439	A 6220 li.	517092	537816
	L=812 B=812 H=1100*	A 62.3 re.	437741	438438	A 6230 re.	417091	437808
	L=812 B=812 H=1100*	A 62.4 li.	437742	438439	A 6240 li.	417092	437816
Senkrechtstütze für Wand-Handlauf 	L=1100	A 67.0	533380	538480	A 6700	517141	535811
	L=1200	A 67.1	533381	538481	A 6710	517142	535812
Handbrause- Aufsteckschieber 		A 113.0 K		537024	A 11300K		537027
Boden-Decken-Kombination *) Version mit Schlaufe **) gerade Ausführung Wegen Gurtmaßüberschreitung nur Sondertransport möglich. Speditionskosten je nach Bestimmungsland. 	H=2350-2550 B=430*	A 70.0	533352	538445	A 7000	517096	535781
	H= 2350-2550**	A 75.0	538800	538801	A 7500	517097	540025
Seifenschale zum Einhängen in Wandgriff 	L=200 H=60 B=100	A 90.0		533398	A 9000		535814
Einhängesitz für die Badewanne ohne Rückenlehne Wannenmaße bei Bestellung angeben 		A 159.0		541201	A 15900		540131
		A 159.5		541203	A 15950		540133
Einhängesitz für die Badewanne mit Rückenlehne Wannenmaße bei Bestellung angeben 							

*) Nur Palettenversand/Sondertransport möglich. Bei Bestellung Wand-Handlauf müssen je nach Lieferort (Bestimmungsland) Sondertransportkosten verrechnet werden.











Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL			COLOR		
		Typ-Nr.	Bestellnummer	Typ-Nr.	Bestellnummer		
		CNS	GRIP	GLATT	Color	GRIP	GLATT
Duschklappsitz seitlich verschiebbar, arretierbar in Endposition Sitzrahmen aus Edelstahl		Sitz 486 x 525	A 74.0 <small>Hilfsmittelnummer 04.40.03.0024</small>	537068			
		Sitz 486 x 525 mit Armlehne klappbar	A 74.2	538804			
Rahmen aus CNS 1500 lang							
Duschklappsitz nach vorne ausziehbar		B=715	A 75.0 <small>Hilfsmittelnummer 04.40.03.0025</small>	533405			
Duschklappsitz mit Airmatic und Lehne Wandmontage		L=582 B=486 H=475	A 153.0 <small>Hilfsmittelnummer 04.40.03.0021</small>	533500	A 15300	535808	
		L=582 B=604 H=475 mit Armlehne klappbar	A 153.4	538122	A 15340	540153	
Duschklappsitz mit Airmatic und Lehne zum Ein- u. Aushängen im Lieferumfang ist der abgebildete Griff nicht enthalten		L=582 B=486 H=435	A 154.0 <small>Hilfsmittelnummer 04.40.03.0022</small>	533501	A 15400	535822	
		L=582 B=604 H=435 mit Armlehne klappbar	A 154.4	538123	A 15440	540155	
Duschklappsitz mit Airmatic, ohne Lehne bis 80 kg belastbar		L=415 B=486	A 153.5 <small>Hilfsmittelnummer 04.40.03.0022</small>	538600	A 15350	538312	
		Typ 2 mit kleiner Stütze zur Wand Belastbar bis 150 kg	Typ 2	538601	Typ 2	538313	
		Typ 3 mit zwei Wandplatten Belastbar bis 250 kg (RollstuhlAusführung)	Typ 3	538602	Typ 3	538314	
Duschklappsitz zum Ein- und Aushängen hochklappbar, rutschfeste und angenehm weiche Sitz- und Rückenfläche durch Schäumung		H=605 B=400 T=567		1222500			
Duschhocker		L=370 H=470 B=486	A 158.0	538495	A 15800	538670	
Duschvorhang weiß Symbolfoto Kein Rabattabzug möglich!		1200 x 2000		1032129			
		1800 x 2000		1028708			
		2400 x 2000		1014852			
Duschvorhang Textil aus 100% Polyester. Farbe weiß, waschbar bei 40° in der Maschine. Nicht für den Trockner geeignet. Verstärktes Ösenband, solide Kunststoffösen und mit einem beschwertem Untersaum.							







Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT	Typ-Nr. Color	Bestellnummer GRIP
Duschvorhangstange gerade ohne Vorbereitung für Deckenabhängung 	L=1000	DVHG	534572	DVHG	534573	
Sondermaße auf Anfrage						
Duschvorhangstange gerade mit Vorbereitung für Deckenabhängung 	1000	DVHGA	534590	DVHGA	534591	
DA separat bestellen Sondermaße auf Anfrage						
Duschvorhangstange Winkelform ohne Vorbereitung für Deckenabhängung 	1000 x 1000	DVHL	534500	DVHL	534501	
Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.						
Duschvorhangstange Winkelform mit Vorbereitung für Deckenabhängung 	1000 x 1000	DVHLA	534512	DVHLA	534513	
DA separat bestellen Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.	1000 x 1000	DVHLA-K	534515			
			Die Stange kann vor Ort gekürzt werden, da die Seitenteile gesteckt werden.			
Duschvorhangstange U-Form ohne Vorbereitung für Deckenabhängung 	900 x 900 x 900	DVHU	534542	DVHU	534543	
Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.						
Duschvorhangstange U-Form mit Vorbereitung für Deckenabhängung 	1000 x 1000 x 1000	DVHUA	534554	DVHUA	534555	
DA separat bestellen Sondermaße auf Anfrage. Bei Bestellung bitte L und B angeben.	1000 x 1000 x 1000	DVHUA-K	534560			
			Die Stange kann vor Ort gekürzt werden, da der Bogen und die Seitenteile gesteckt werden.			
Deckenabhängung 	400	DA 400	534456	DA 400	534457	
	500	DA 500	541061	DA 500	540032	
	600	DA 600	541062	DA 600	540034	
Sondermaße auf Anfrage		DA Divers	541064	auf Anfrage	441064	











Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Typ-Nr. GLATT	Bestellnummer GRIP	GLATT
Strickleiter Programm Deckenmontage 	B=500 H=1250	79.0	531828			
	B1=350 H=1250	Leiter				
Umsetzhilfe Decken - Wandmontage mit CNS-Leiter verschiebbar, bei Belastung arretierbar 	B, L sind variabel	86.0	931198			
	B1=250 H=1015	Leiter				
Maß B + L bei Bestellung angeben	L=1500, B= 250 mm, jede weitere Länge auf Anfrage Bei L größer als 2000 mm mit zusätzlicher Deckenstütze					
Umsetzhilfe Decken-Deckenmontage mit CNS-Leiter verschiebbar, bei Belastung arretierbar 	B, L sind variabel	87.0	931199			
	B1=250 H=1015	Leiter				
Maß B + L bei Bestellung angeben	L=1500, B= 250 mm, jede weitere Länge auf Anfrage Bei L größer als 2000 mm mit zusätzlicher Deckenstütze					
Umsetzhilfe Deckenmontage mit Strickleiter, Schiene 1000 lg verschiebbar, bei Belastung arretierbar 	Schiene verzinkt weiß pulverbeschichtet	88.0	931172			
	Schiene aus CNS		931172-1			
	B=350 H=1290	Leiter				
Sondermaß der Schiene auf Anfrage						
Adapterplatte höhenverstellbar Passend zu allen Stützklappgriffen der A-Serie (A81...-A84..) 	440 x 134,5		538005			
5 verschiedene Griffhöhen sind möglich (um jeweils 40 mm Versatz)						
nicht in Farbe lieferbar						
Adapterplatte - Wechselplatte Zum Einsatz von Stützklappgriffen der A-Serie bei Bedarf 			538006			
Abdeckblende für Adapterplatte (Wechselplatte) 			538007			





Accessoires



Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		Typ-Nr. Color	COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT		Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT
Haltebügel für Spritzschutz klappbar nicht mit 150 kg belastbar Rechtsausführung 	L=834 re.	84.1	533519	537893	8410	517106	537895
	L=834 li.	84.2	533521	537896	8420	517107	537897
Haltebügel für Spritzschutz wechselbar mit Wandplatte, nicht mit 150 kg belastbar nicht klappbar Rechtsausführung 	L=834	84.5	533520	537894			
	115x115	Platte					
Duschspritzschutz zum Einhängen in Griff- und Haltebügel 	H=850 B=940	weiß		541040			
Duschspritzschutz verstärkt zum Einhängen in Griff- und Haltebügel 	H=850 B=940	weiß re.		541054			
	H=850 B=940	weiß li.		541055			
Einstieghilfe für Badewanne Bodenbefestigung Seitliche Stütze kann rechts (wie Abb.) und auch links angebracht werden. Bitte bei Bestellung angeben 	B=250 H=850 re.	A 180.0	533373	538130	A 18000	517130	535500
	B=250 H=850 li.	A 180.5	433373	438130	A 18050	417130	435500
Handbrause-Aufsteckschieber 		A 113.0 K		537024	A 11300K		537027
Haken einfach 		A 114.5		533514	A 11450		535874
Haken doppelt 		A 115.5		538920	A 11550		535606
Haken einfach 				1125700			
Haken doppelt 				1125300			

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL			COLOR	
		Typ-Nr. CNS	Bestellnummer GRIP	GLATT	Typ-Nr. Color	Bestellnummer GRIP
Haken einfach 			RGAC3810630040001			
Wandhaken einfach Kunststoff weiß mit Edelstahlabdeckung 			31151001			
Wandregal 			RGAC3850620040001			
Dusch-Wandkorb 			RGAC3850610040011			
Dusch-Eckwandkorb 			RGAC3850610040021			
Schwammkorb 	L=120 B=120	A 135.0	539913	A 13500	539917	
Seifenschale zum Einhängen in Wandgriff 	L=200 H=60 B=100	A 90.0	533398	A 9000	535814	
Seifenspender 			RGAC3830620040001			
Handtuchstange 	L=450	RGAC3810610040001				
	L=600	RGAC3810620040001				
	L=800	RGAC3810620040011				
Handtuchstange doppelt 	L=600	RGAC3810620040021				
Handtuchstange schwenkbar 	L=400	RGAC3810610040011				

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		Typ-Nr. Color	COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT		Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT
Handtuchring 				RGAC3810640040001			
Handtuchablage 				RGAC3810620040031			
Handtuchhalter Einfacharm 	L=600	A 119.0	533503	538470	A 11900	517100	535830
Handtuchhalter Doppelarm 	L=600 B=120	A 120.0	533504	538471	A 12000	517101	535834
WC- Bürstenhalter 	ohne Bürste	A 110.0		533508	A 11000		535850
	Bürste			530025			
	Randbürste			530026			
	Schale als Ersatzteil			144025			144026
WC- Bürstenhalter Verdeckte Wandhalterung 	Becher, H=120	A 210.0		433508	A 21000		433850
	Bürste mit Griff chrome			430025			
Toilettenpapierhalter ohne Abdeckung 				RGAC3840620040001			
WC-Papierhalter doppelt ohne Abdeckung 				RGAC3840620040011			
Toilettenpapierhalter mit Ablage 				RGAC3840620040031			
Papierrollenhalter 	100 x 150	A 108.0		533506	A 10800		535842

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr. CNS	EDELSTAHL		Typ-Nr. Color	COLOR	
			Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT		Bestellnummer GRIP	Bestellnummer GLATT
Papierrollenhalter mit Abdeckung		100 x 150 re.	A 108.1	533499	A 10810	533498	
		100 x 150 li.	A 108.2	433499	A 10820	433498	
Papierrollenhalter verschiebbar, einhängbar Rechtsausführung		100 x 150	A 92.0 re.	533509	A 9200 re.	535854	
		100 x 150	A 92.5 li.	537617	A 9250 li.	536200	
Reservepapierhalter für 1 Rolle		H=200	A 106.5	533518	538462	A 10650	517103 535699
Reservepapierhalter für 2 Rollen		H=280	A 106.0	533510	538460	A 10600	517104 535858
Reservepapierhalter für 1 Rolle gerade Ausführung		H=120	A 109.0	537031	538461	A 10900	517105 537032
Armpolster schwarz oder weiß Andere Farben auf Anfrage		L=250	A 80.5 s	538325 s			
		L=450	A 80.0 s	537607 s			
		L=250	A 80.5 w	538325 w			
		L=450	A 80.0 w	537607 w			
Spiegel mit Beleuchtung horizontal		L=450 B=900	RGAC40385.0				
Spiegel mit Beleuchtung vertikal		L=550 B=700	RGAC40385.1				
		L=600 B=700	RGAC40385.2				
		L=650 B=700	RGAC40385.3				
		L=800 B=700	RGAC40385.4				
		L=1000 B=700	RGAC40385.5				
		L=1200 B=700	RGAC40385.6				

Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	EDELSTAHL			COLOR	
		Typ-Nr.	Bestellnummer		Typ-Nr.	Bestellnummer
		CNS	GRIP	GLATT	Color	GRIP

Spiegel mit Alurahmen
25 mm ohne Licht



L=450 B=825	RGAC44740.0
L=550 B=825	RGAC44740.1
L=600 B=700	RGAC44740.2
L=650 B=700	RGAC44740.3
L=800 B=700	RGAC44740.4
L=900 B=700	RGAC44740.5
L=1000 B=700	RGAC44740.6
L=1200 B=700	RGAC44740.7
L=1300 B=700	RGAC44740.8
L=1500 B=700	RGAC44740.9
L=1800 B=700	RGAC44741.0

Kippspiegelvorrichtung



ohne Spiegel	A 170.0	533511	A 17000	535852
Spiegel – 600 x 450 x 6		145446		145446

Kippspiegelvorrichtung
mit Hebel rechts, ohne Spiegel

	A 170.1	433511r	A 17010	435852r
--	---------	---------	---------	---------

Kippspiegelvorrichtung
mit Hebel links, ohne Spiegel

	A 170.2	433511l	A 17020	435852l
--	---------	---------	---------	---------

Kippspiegel
auf Aluplatte



605 x 605	A 171.4	538498	A 17140	538500
-----------	---------	--------	---------	--------


Kippspiegel
auf Aluplatte mit
LED Leuchte
Energieeffizienz-
klasse A++
aus österr.
Erzeugung



660 x 605	A 171.6	538499	A 17160	538510
-----------	---------	--------	---------	--------

D-Serie

für mehr Belastbarkeit bis zu 250 kg



Artikel-Beschreibung	Abmessung mm	Typ-Nr.	Bestellnummer		Typ-Nr.	Bestellnummer	
		CNS	GRIP	GLATT	Color	GRIP	GLATT

Seitenwandgriff



L=306 B=459	D 20.1 re.	545050	D 2010 re.	545150
L=306 B=459	D 20.2 li.	545051	D 2020 li.	545151

Bodenwandstützgriff



L=600 B=125 H=850	D 41.0	544990	D 4100	545090
L=700 B=125 H=850	D 42.0	545000	D 4200	545100
L=834 B=125 H=850	D 43.0	545010	D 4300	545110

Klappgriff mit Airmatic
und integrierter Bodenstütze



Linksausführung

L=834 B=125 H=850	D 81.0 re.	545030	D 8100 re	545130
L=834 B=125 H=850	D 81.0 li.	545031	D 8100 li	545131

Wandhandlauf



L=762 B=762	D 66.0	545060	D 6600	545160
-------------	--------	--------	--------	--------

Duschklappsitz
mit integrierter Bodenstütze
und Airmatic
zum Einhängen



L=582 B=486 H=435	D 154.0	545040	D 15400	545140
-------------------	---------	--------	---------	--------



Duschklappsitz
mit integrierter Bodenstütze
und Airmatic,
Wandmontage



L=582 B=486 H=475	D 153.0	545045	D 15300	545145
-------------------	---------	--------	---------	--------

E-Serie

für allerhöchste Ansprüche im Design



Sicherheitsgriff



L=459	E 10.4	550001	551001	E 1040	553001	552001
L=612	E 10.6	550003	551003	E 1060	553003	552003
L=800	E 10.8	550005	551005	E 1080	553005	552005
L=1071	E 10.10	550007	551007	E 10100	553007	552007

Winkelgriff



L=612 H=918	E 31.1 re.	550018	551018	E 3110 re	553018	552018
L=612 H=918	E 31.2 li.	550019	551019	E 3120 li	553019	552019
L=550 H=1100	E 32.1 re.	550020	551020	E 3210 re	553020	552020
L=550 H=1100	E 32.2 li.	550021	551021	E 3220 li	553021	552021

Senkrechtstütze



H=1100	E 67.0	550080	551078	E 6700	553079	552078
H=1200	E 67.1	550079	551079	E 6710	553080	552079

Klappgriff



L=600 H=125	E 82.0	550041	551041	B 8200	553041	552041
L=700 H=125	E 83.0	550042	551042	B 8300	553042	552042
L=834 H=125	E 81.0	550043	551043	B 8100	553043	552043

auch mit WC Papierrollenhalter
(unten angeschweißt wie bei B-Serie) erhältlich,
Gegen Aufpreis

115 x 200 Platte

Wandstützgriff




L=600 H=125	E 56.0	550035	551035	B 5600	553035	552035
L=700 H=125	E 58.0	550037	551037	B 5800	553037	552037
L=834 H=125	E 57.0	550036	551036	B 5700	553036	552036

auch mit WC Papierrollenhalter
(unten angeschweißt wie bei B-Serie) erhältlich,
Gegen Aufpreis

115 x 200 Platte

Wasch- tische

**Barrierefreie Waschtische,
bis 150 kg belastbar,
aus hochwertigem Mineralguss**



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Waschtische

Artikel-Beschreibung

Bestellnummer Abmessungen Überlaufbohrung
und -garnitur Hahnloch

Rehagrip-601



Rehagrip-601-1	600 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-601-2	600 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-601-3	600 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-601-4	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-601 eco



Rehagrip-601-1eco	600 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-601-2eco	600 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-601-3eco	600 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-601-4eco	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- seitlich größere Ablageflächen
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-602



Rehagrip-602-1	600 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-602-2	600 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-602-3	600 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-602-4	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-602 eco



Rehagrip-602-1eco	600 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-602-2eco	600 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-602-3eco	600 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-602-4eco	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitlich größere Ablageflächen
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Waschtische

Artikel-Beschreibung

Bestellnummer Abmessungen Überlaufbohrung und -garnitur Hahnloch

Rehagrip-603



Rehagrip-603-1	600 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-603-2	600 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-603-3	600 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-603-4	600 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standard)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-700



Rehagrip-700-1	700 x 550 mm	nein	ja
Rehagrip-700-2	700 x 550 mm	ja	ja
Rehagrip-700-3	700 x 550 mm	ja	nein
Rehagrip-700-4	700 x 550 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- Rückwand mit genormten Bohrungen (Standardbreite)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-802 Links



Rehagrip-802L-1	845 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-802L-2	845 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-802L-3	845 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-802L-4	845 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschraubenbefestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-802 Rechts



Rehagrip-802R-1	845 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-802R-2	845 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-802R-3	845 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-802R-4	845 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschraubenbefestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Waschtische

Artikel-Beschreibung

Bestellnummer Abmessungen Überlaufbohrung und -garnitur Hahnloch

Rehagrip-803 Links



Rehagrip-803L-1	800 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-803L-2	800 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-803L-3	800 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-803L-4	800 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschraubenbefestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-803 Rechts



Rehagrip-803R-1	800 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-803R-2	800 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-803R-3	800 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-803R-4	800 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- eckiger Innenbereich für zusätzliche Ablagefläche
- großzügige Ablagefläche-links/rechts wählbar
- frontale Griff-Leiste: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- Beinfreiheit beim Sitzen und rollstuhlunterfahrbar
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschraubenbefestigung
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R)
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-1002



Rehagrip-1002-1	1000 x 555 mm	nein	ja
Rehagrip-1002-2	1000 x 555 mm	ja	ja
Rehagrip-1002-3	1000 x 555 mm	ja	nein
Rehagrip-1002-4	1000 x 555 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- großzügige Ablageflächen
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- seitliche Aussparung für Handtuch in Greifweite
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- bis 150 KG belastbar
- einfache Wandmontage – Stockschraubenbefestigung (Lochabstand 380 mm)
- CE Kennzeichnung + DIN 18040-2
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Rehagrip-Eck-Waschtisch



Rehagrip-701-1ew	705 x 997 mm	nein	ja
Rehagrip-701-2ew	705 x 997 mm	ja	ja
Rehagrip-701-3ew	705 x 997 mm	ja	nein
Rehagrip-701-4ew	705 x 997 mm	nein	nein

- seniorengerechter Waschtisch aus Mineralguss
- Waschbecken mit Griff: als Aufsteh- und Hinsetzhilfe
- jedes Becken handpoliert – keine scharfen Kanten
- breite Ablagefläche für die Unterarme
- wahlweise mit oder ohne Überlauf lieferbar

Bade- wannen

Sitzbadewanne verschließbar mit elektrischer Tür bis 400kg belastbar



Sitz-Liege-Wanne verschließbar mit manueller Tür bis 200 kg belastbar



Sitzbadewanne GK HERA

mit seitlich öffnender Türe und elektronisch gesteuerter Bedienung



Beschreibung

- Wanne und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- Die Wannenfällung ist über die Folientastatur bedienbar.
- Bedienung der elektronisch gesteuerten Funktionsabläufe über eine Folientastatur mit Kontrolle des jeweils aktivierten Bedienschlittes durch Leuchtdioden
- Fehler-Code Anzeige über Display
- Temperatureinstellung über einen 3/4" Thermostatmischer mit digitaler Temperaturanzeige
- Verriegelung der Tür durch einen Elektromotor
- Ein Sicherheitssystem in der Steuerung sorgt dafür, dass die Türe bei einer Notsituation jederzeit geöffnet werden kann. Bei Stromausfall wird das Sicherheitssystem über einen eingebauten Akku versorgt.
- Patientenbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit weiß codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil; variabel am Wannenrand einhängbar

Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R 3/4
- Ablauf- Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Abmessungen:

- Gesamthöhe 970 mm
- Wannenhöhe 690 mm
- Wannenbreite 760 mm
- Wannenlänge 1510 mm
- Türbreite 780 mm
- Sitzhöhe 520 mm
- Einstiegshöhe 210 mm

Prüfungen:

- CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer

Type: GK HERA

Art.Nr.: 6.100.60 (Grundmodell)

Diese Produkte sind von den allgemeinen Rabattierungen ausgenommen. Rabatt auf Anfrage!

Bezeichnung	Art. Nr.
GK HERA Sitzbadewanne Komplettausstattung inkl. Injektordesinfektion, Shampoo- und Badeölspender und Hydromassage	6.100.00
Systemtrenner 12/12	6.200.93
Kopfkissen	1.500.90
Unterwasserbeleuchtung m. Farbwechsler	1.561.01
GK HERA Sitzbadewanne Grundmodell	6.100.60
Injektordesinfektion	6.100.10
Shampoo- und Badeölspender	6.100.20
Hydromassage 2 Düsen	6.100.30
Systemtrenner 12/12	6.200.93
Soundsystem	1.500.61
Lichtsystem	1.500.62
Kopfkissen	1.500.90
Unterwasserbeleuchtung m. Farbwechsler	1.561.01

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX M

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung
über Folientastatur



Beschreibung

- Wannenkörper und Außenverkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit hygienischer Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- stabiler umlaufender Anfahrerschutzgummi
- Türe für einfachen Einstieg, manuell zu heben und zu schließen
- Doppellippendichtung für seitliche Türe mit hohem Anpressdruck über die Türverriegelung
- freistehend, ohne Wand- oder Bodenbefestigung
- vier justierbare Füße
- unterfahrbar für mobile Liftersysteme
- Wannenbefüllung über Folientastatur gesteuert
- Temperatureinstellung, über Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Verbrühschutzsystem, durch Temperaturschutzbegrenzer
- Patientenbrause, bedienbar über Folientastatur mit Brauseschlauch und Brause mit Selbstschlussventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Handrad bedienbar elektrischer Spindelhubantrieb für Heben- und Senken über Handbedienung

Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R ½"
- Ablauf-Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz, über FI-Schutzschalter und Potentialausgleich

Abmessungen:

- Höhe 1300 mm – 1450 mm
- Breite 780 mm
- Länge 1830 / 2050 mm
- Einstiegshöhe 475 mm

Prüfungen:

- VGW, CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer

Type: GK RELAX M

Art.Nr.: 6.200.00

6.200.01 (mit manueller Türöffnung)

Bezeichnung	Art. Nr.
GK RELAX Schwenkwanne	6.200.00
GK RELAX Schwenkwanne mit manueller Türöffnung	6.200.01
beide Modelle inkl. Sitzkissen (4-teilig)	
Injektordesinfektion	6.200.10
Shampoo- und Badeölspendler	6.200.20
Hydromassage 2 Düsen	6.200.30
Haltegriff	6.200.40
Beinauflage einsteckbar	6.200.70
Systemtrenner 12/12	6.200.93
Aromatherapie	4.000.80
Sound & Vision 3 Strahler	1.500.63
Soundsystem	1.500.61
Lichtsystem	1.500.62
Anschlusskupplung mit Massageschlauch	1.500.70
Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler	1.561.01

Diese Produkte sind von den allgemeinen Rabattierungen ausgenommen. Rabatt auf Anfrage!

Ersatzteile

ERSATZTEILE Artikel-Beschreibung	Typ-Nr. CNS	Abmessung in mm	Bestellnummer
-------------------------------------	----------------	-----------------	---------------

Rosetten

weiß	RAL 9010		146925
rot	RAL 3003		146926
manhattan	sanitär		146924
bahamabeige	sanitär		146923
gelb	RAL 1004		245631
blau	RAL 5002		245632
schwarzgrün	RAL 6012		245633
dunkelrot	RAL 3007		245634
pergamon	sanitär		245751
moosgrün	RAL 6005		146922
anthrazitgrau	RAL 7016		146920
CNS Rosetten 2-teilig			336002

Airmatic

Klappgriffe A 81. + B 81.	250 N		145997
Klappgriffe A 82. + B 82.	135 N		146406
Klappgriffe A 84.; A 83. + B 84., B 83	180 N		146405
Klappsitze A 153 + A 154	150 N		146400
Klappsitz A 153.5 Typ 1, 2 + 3	150 N		146401

Vorhangringe

weiß			146861
silber			146864
rot			146859
manhattan			146860
bahamabeige			146862
gelb			246719
blau			246720
schwarzgrün			246718
dunkelrot			246721
moosgrün			146866
anthrazitgrau			146858

5 er Pack

10 er Pack

Sitzmodule aus Kunststoff (Einzelteile)

Sitzfläche; bestehend aus			1x144814
			1x243012
Rückenlehne; bestehend aus			1x243012

Strickleiter:

Strickleiter; 3-sprossig (Eichenhölzer)	840.0	1000 mm	531827
---	-------	---------	--------

Hinweis zur Farbbeschichtung:

Bei einem Bestellwert unter 500,- Euro netto müssen für farbbeschichtete Teile Rüstkosten für die Beschichtung der Teile in Höhe von 105,- Euro in Rechnung gestellt werden. Dies gilt für alle Farben.

Lieferbedingungen:

Allen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Der Transport der Ware erfolgt von Österreich aus über GLS. Die Lieferkosten richten sich nach dem Land und dem Bestellwert. Ab dem in der Tabelle angegebenen Nettowert werden Bestellungen frei Haus ausgeliefert, für Kleinbestellungen werden anteilige Frachtkosten in Rechnung gestellt. Ausgenommen von dieser Regelung sind diverse Wand-Handläufe und Produkte die das Gurtmaß (max 300 cm) überschreiten (Berechnung Gurtmaß: 2x Höhe + 2x Breite + 1x längste Seite). Bitte beachten Sie, dass wir erst ab einem Warenwert von 50,- Euro an Sie liefern.

Länder	kostenpflichtig unter, kostenfrei ab
Österreich	EUR 100,-
Deutschland, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Polen	EUR 300,-
Belgien, Schweiz*, Dänemark, Niederlande, Luxemburg, Frankreich	EUR 400,-
Großbritannien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Rumänien, Serbien	EUR 500,-
Finnland, Schweden	EUR 600,-
Irland, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, Portugal, Spanien	EUR 700,-
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Färöer-Inseln, Griechenland, Island, Malta, Mazedonien, Montenegro, Türkei, Zypern	EUR 800,-

Alle anderen Länder auf Anfrage!

* Bei Ausfuhr in die Schweiz übernimmt der Besteller die Ausfuhrverzollung und die Zölle (lt. Frankatur 20). Lieferung in alle anderen Nicht-EU-Länder auf Anfrage. Ausgenommen davon sind Wand-Handläufe. Informationen dazu beim jeweiligen Artikel.

Reklamationen:

Bei offensichtlichen, leicht erkennbaren Mängeln muss eine Reklamation innerhalb von 3 Tagen ab Warenerhalt erfolgen, bei versteckten Mängeln innerhalb von 3 Wochen.

Warenrücknahme:

Rücksendungen müssen frei Haus an die Firma Christian Stögerer e.U. erfolgen und vor Versand an den Hersteller mit Angabe von Lieferschein-/Rechnungsnummer und -datum angekündigt werden. Es werden nur Waren zurückgenommen, die nicht älter als 1 Jahr und originalverpackt sind. Nicht mehr im Katalog befindliche Produkte können nicht zurückgenommen werden. Ebenso von der Rücknahme ausgeschlossen sind Sonderfertigungen (Produkte aus CNS Glatt, COLOR Grip und COLOR Glatt).

Grundsätzlich wird einwandfreie und unbeschädigte Retourware mit einem Abschlag von 25% Manipulationsspesen zu 75% des fakturierten Betrags gutgeschrieben. Beschädigte Produkte (zerkratzte Oberflächen, Risse, Sprünge etc.) werden dagegen nicht gutgeschrieben.



rehagrip

Christian Stögerer e.U.
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
1120 Wien
Tel. (+43) 1-810 57 40
Fax (+43) 1-810 57 40-28
E-Mail office@rehagrip.at
www.rehagrip.at

Farbabweichungen sind aus
drucktechnischen Gründen möglich.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Stand 2024



*„Ein hohes Tempo bei
Produktion, Abwicklung
und Service wird immer
wichtiger. Wir achten
darauf, dass darunter
die Qualität nicht leidet.“*

Christian Stögerer, MBA
Geschäftsführer
und Inhaber

Tel. (+43) 1-810 57 40
E-Mail cs@rehagrip.at



*„Wir fertigen jedes
einzelne Rehagrip-
Produkt mit höchster
Sorgfalt und schaffen
damit Werte für
Generationen.“*

Vera Czespiwa,
Assistentin der
Geschäftsleitung

Tel. (+43) 1-810 57 40 -15
E-Mail vc@rehagrip.at